

Blood collection tube Innomed Tube



GLU+

ตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี และน้ำตาลกลูโคส
และรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสได้นาน 8 ชั่วโมงหลังจากเจาะเก็บเลือด



GLU+

“ผลิตภัณฑ์หลอดเก็บเลือดปริมาตร 4 ml สำหรับตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี และน้ำตาลกลูโคส”

ใบอนุญาตเลขที่ บพ.2249/2563

อ่านคำเตือนในฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
โฆษณาต่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุขเท่านั้น

บรรจุภัณฑ์

บรรจุ 100 หลอด/แพ็คเกจ

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน (Instructions for use)

สำหรับใช้เก็บ แยก ขนส่ง ตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำเพื่อเข้ากระบวนการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี และน้ำตาลกลูโคส
และรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสได้นาน 8 ชั่วโมงหลังจากเจาะเก็บเลือด
ให้ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ (Professional laboratory person) หรือ บุคลากรทางการแพทย์
ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการใช้งาน



บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชาB ห้อง TB304 ชั้นที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000



ได้รับรองการผลิตตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016

และ ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562



081-973-8008



www.wemedlab.com



wemedlab@gmail.com



@wemedlab

