



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

**โปรแกรมการทดสอบความชำนาญการตรวจสอบสารเคมีในปัสสาวะ ด้วยแถบทดสอบปัสสาวะ
และโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการตรวจภาวะตั้งครรภ์ในปัสสาวะ ด้วยแถบทดสอบปัสสาวะ**

**Proficiency Testing Program for Urine Strip test
And Proficiency Testing Program for urine pregnancy strip test**



ข้อมูลทั่วไป

การตรวจสอบสารชีวเคมีในปัสสาวะเชิงคุณภาพเป็นการตรวจโดยใช้แถบทดสอบ ซึ่งเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน มีประโยชน์ในการช่วยแพทย์นำไปใช้ในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรค

PTP
No.0020

การให้บริการ

ให้บริการการทดสอบความชำนาญการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในปัสสาวะเชิงคุณภาพ ด้วยแถบจุ่มปัสสาวะ โดยสามารถวัดค่าการทดสอบทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ ดังนี้ pH, Protein, Glucose, Specific Gravity, Blood, Leukocytes, Urobilinogen, Nitrite, Ketones, Bilirubin และการทดสอบภาวะการตั้งครรภ์ (hCG)

จะดำเนินการ 3 รอบต่อปี โดยจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญ เป็น Urine material control นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นสารละลายที่เตรียมภายใต้มาตรฐาน ISO 13485 (EU) และ ISO 13485 (USA) และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (ready to use) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 3 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ วันที่ 22 – 26 เมษายน 2567

รอบที่ 2 ดำเนินการ วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2567

รอบที่ 3 ดำเนินการ วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2567



ลักษณะวัสดุทดสอบความชำนาญหรือเทียบเท่า ที่ใช้ในโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ

การตรวจสอบสารเคมีในปัสสาวะ ด้วยแถบทดสอบปัสสาวะ และการตรวจภาวะตั้งครรภ์ในปัสสาวะ ด้วยแถบทดสอบปัสสาวะ