



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
การตรวจหาไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ ด้วยแถบทดสอบปัสสาวะ
Proficiency Testing Program for Urine microalbumin by strip test

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจหาระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะด้วย แถบทดสอบปัสสาวะ เป็นการตรวจหาระดับของอัลบูมินในปริมาณที่น้อยกว่าการตรวจหาโปรตีนหรืออัลบูมินในปัสสาวะด้วยวิธีทั่วไป โดยผู้ป่วยที่มีภาวะการขับอัลบูมินทางปัสสาวะ (Microalbuminuria) ในปริมาณระหว่าง 30-300 มิลลิกรัมภายใน 24 ชั่วโมงจะสามารถตรวจพบไมโครอัลบูมินในปัสสาวะได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหน้าที่ทางไตในระยะแรกของผู้ป่วยและประเมินสภาพทางไตและติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เป็นโรคมานานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัย เป็นต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการ

ให้บริการการทดสอบความชำนาญการตรวจหาไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ โดยสามารถวัดค่า microalbumin ในปัสสาวะด้วยแถบทดสอบปัสสาวะ จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้ รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็น สารละลายสังเคราะห์ให้เสมือนปัสสาวะจริง จึงเป็นวัสดุทดสอบความชำนาญที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ทำการทดสอบจริง และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (ready to use) ได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 & EN 13485 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ วันที่ 10 – 14 มีนาคม 2568

รอบที่ 2 ดำเนินการ วันที่ 8 – 12 กันยายน 2568