



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญกลุ่มยาและสารเสพติด
การตรวจหาสารเสพติดชนิด Opiates ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test
Proficiency Testing Program for Urine opiates by rapid test

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจหาสารเสพติดชนิด Opiates ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นการตรวจหาสารเสพติดชนิด Opiates ที่เป็นสารสกัดจากยางของฝิ่น (opium poppy) ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยในทางการแพทย์มีการใช้ opiates เป็นยาแก้ปวดที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้ระงับความเจ็บปวดในการผ่าตัด ความเจ็บปวดจาก ดังนั้นการตรวจหาสารเสพติดชนิด Opiates ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาจากการรักษาหรือการใช้เป็นยาเสพติด หากตรวจพบยาชนิดนี้ในร่างกายควรได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น วิถีโครมาโตกราฟี เพื่อตรวจหาระดับของยาที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือการลดขนาดยาในการรักษา การตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid test มีข้อระวัง คือ หากอ่านผลการทดสอบนานกว่าเวลาที่แนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดผลผิดพลาดหรือเป็นค่าที่เชื่อถือไม่ได้ ในกรณีนี้ผู้ทดสอบต้องศึกษารายละเอียดของวิธีการทดสอบตามคำแนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด

การให้บริการ

ให้บริการการตรวจหาสารเสพติดชนิด Opiates ในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจได้ด้วยชุดตรวจ Rapid test จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจะจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้ รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพที่ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 13485 ดำเนินการประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ 19 – 23 พฤษภาคม 2568

รอบที่ 2 ดำเนินการ 20 – 24 ตุลาคม 2568