



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ  
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008  
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

**โปรแกรมการทดสอบความชำนาญกลุ่ม Infectious markers**  
**การตรวจหา Syphilis Antibody (*Treponema pallidum* IgG) ในเลือด**  
**ด้วยชุดตรวจ Rapid test**  
**Proficiency Testing Program for Syphilis Antibody (*Treponema pallidum* IgG)**  
**in blood by rapid test**

### ข้อมูลทั่วไป

การตรวจหา Syphilis Antibody (*Treponema pallidum* IgG) ในเลือด ด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ที่จำเพาะต่อเชื้อแบคทีเรีย *Treponema pallidum* ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคซิฟิลิส การตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgG หรือ total antibodies (IgM+IgG) สามารถบ่งชี้ถึงร่องรอยการติดเชื้อซิฟิลิสที่อาจยังติดเชื้อมีอยู่ หรือหายจากการติดเชื้อแล้ว ชุดตรวจ Rapid test เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แม้เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้น หากผลการทดสอบได้ผลบวก ต้องทำการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐานในการยืนยันผล เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค แพทย์สามารถนำไปใช้ในการหาแนวทางการรักษา และติดตามการรักษาของโรคได้

### การให้บริการ

ให้บริการการตรวจหา Syphilis Antibody (*Treponema pallidum* IgG) โดยสามารถได้ด้วยชุดตรวจ Rapid test จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจะจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้ รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพที่ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 13485 โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพของตัวอย่างที่ใช้และประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

### การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ 19 – 23 พฤษภาคม 2568

รอบที่ 2 ดำเนินการ 20 – 24 ตุลาคม 2568