



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญการตรวจนับเซลล์ Reticulocyte Proficiency Testing Program for Reticulocyte count

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจนับเซลล์ Reticulocyte เป็นการตรวจนับเซลล์ตัวอ่อนของเม็ดเลือดแดง ซึ่งปกติจะพบเซลล์นี้ปริมาณเล็กน้อยในกระแสเลือด หากร่างกายเกิดความผิดปกติของไขกระดูกหรือมีภาวะโลหิตจาง จะพบเซลล์ Reticulocyte ในกระแสเลือดมากกว่าเกณฑ์ปกติ โดยการตรวจนับเซลล์ Reticulocyte มีประโยชน์ในการหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง การประเมินการทำงานของไขกระดูก และการตรวจติดตามการรักษาโลหิตจางและไขกระดูก

การให้บริการ

ให้บริการการทดสอบความชำนาญการตรวจนับเซลล์ Reticulocyte ด้วยวิธีตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติ และวิธี Manual จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้ รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 (EU) และ ISPO 13485 (USA) โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพของตัวอย่างที่ใช้และประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ วันที่ 10 มิถุนายน 2568

รอบที่ 2 ดำเนินการ วันที่ 16 กันยายน 2568