



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา
Proficiency Testing Program for blood glucose by glucose meter



PTP
No.0020

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบพกพาเป็นเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสโดยการเจาะเลือดจากปลายนิ้วซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของ Point of care testing (POCT) เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ตรวจติดตามผลการรักษาและประเมินภาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ในหอผู้ป่วย หอผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดระยะเวลาการรอผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยได้ทันที

การให้บริการ

ให้บริการการทดสอบความชำนาญการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา จะดำเนินการ 4 รอบต่อปี โดยจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้ รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นเลือดครบส่วนเตรียมจากเลือดมนุษย์จึงเป็นวัสดุทดสอบความชำนาญที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ทำการทดสอบจริง และสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (ready to use) ได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 & EN 13485 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 4 รอบต่อปี

- รอบที่ 1 ดำเนินการ วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2569
- รอบที่ 2 ดำเนินการ วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2569
- รอบที่ 3 ดำเนินการ วันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2569
- รอบที่ 4 ดำเนินการ วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2569

อัตราค่าบริการ

- | | |
|----------|----------------|
| 2 รอบ/ปี | ราคา 1,750 บาท |
| 3 รอบ/ปี | ราคา 2,050 บาท |
| 4 รอบ/ปี | ราคา 2,600 บาท |